

Chambres d'ionisation DAP KermaX plus

La solution pratique pour la détermination des valeurs de dose délivrée au patient par chambres d'ionisation plates, radio-transparentes, destinées à être montées sur les collimateurs des installations de Radiodiagnostic à l'aide de rails.

KermaX plus IDP

- Chambre d'ionisation rectangulaire, radio-transparente, de grande sensibilité, (appropriée à la radiologie pédiatrique), avec câble de connexion
- Electronique et affichage numérique intégrés

Il est possible de commander une interface RS 232 supplémentaire en tant qu'option dans le but de connecter le KermaX plus ISP à un réseau HIS/ RIS ou à une imprimante ESC/POS

KermaX plus SDP


- Chambre d'ionisation rectangulaire, transparente, de grande sensibilité, (appropriée à la Radiologie pédiatrique), avec électronique intégrée et câble de connexion
- Module d'affichage à distance avec une interface RS 232 PC/Imprimante

KermaX plus DDP "Duo"


- Chambres d'ionisation rectangulaires, radiotransparentes avec électronique intégrée
- Electronique séparée à double affichage avec interface RS 232 pour connexion avec une imprimante
- Les chambres d'ionisation peuvent être délivrées dans la version de plus grande sensibilité sur demande. Le système est aussi disponible en système simple à une seule chambre d'ionisation

KermaX plus MPC "Duo"

- Chambres d'ionisation rectangulaires, radio-transparentes, avec électroniques intégrées
- PC de poche avec Windows CE incluant le logiciel Windows CE pour KermaX plus.
- Les chambres d'ionisation peuvent être délivrées dans la version de grande sensibilité sur demande. Le système est aussi disponible en système simple à une seule chambre d'ionisation.



KermaX plus IDP



KermaX plus SDP



KermaX plus DDP "Duo"



KermaX plus MPC "Duo"