

DOSIMAX plus A

Dosimètre pour une utilisation avec
semi-conducteur ou chambre d'ionisation

Mesure simultanée

Dose/Ratio	Temps d'exposition
Débit de dose	Impulsions

Gamme de mesure avec un atténuateur équivalent patient

Dose :	0.1 nGy - 9999 mGy
Débit de dose :	20 μ Gy/s - 1 Gy/s
Temps d'exposition :	1 ms - 9999 ms

Détecteur Radiologie Modèle RQA
Détecteur Mammographie Modèle RQM



Dosimax Plus avec chambre d'ionisation scanner



Dosimax Plus détecteur RQA avec fantôme Mammo 152



Dosimax Plus avec filtre équivalent patient



Dosimax Plus avec détecteur Semi conducteur RQA



Dosimax Plus et chambres d'ionisation



Dosimax Plus Duo - Dosimètre à 2 canaux

Radiologie Conventionnelle

Meditest
INSTRUMENTS



Pocket PC with Dual channels CF Card



Pocket PC with 5 channels CF Card



Pocket PC with 2 channels CF Card



Pocket PC with Pat Filter



Pocket PC - RQX detector with 2 channels CF Card



Pocket PC - RQX detector with 5 channels CF Card