

Fantôme de pelvis masculin

Modèle 801-P-F

Ce fantôme de pelvis est le fantôme équivalent tissu le plus réaliste disponible. Il contient les éléments anatomiquement précis suivants : os, cartilage, colonne vertébrale, disques vertébraux, muscles, intestins, vessie, prostate, rectum et graisse interstitielle.

Il est fabriqué à partir de matériaux époxy brevetés qui imitent la densité et les propriétés d'atténuation de l'irradiation du tissu humain dans les 1% de 50 keV à 25 MeV.

Toutes les dimensions anatomiques du fantôme sont basées sur les données du "Visible Human Project" (VHP) qui servent de référence pour l'étude de l'anatomie humaine.



Modèle 801-P-F

