

CONTRÔLE QUALITE EXTERNE DE RADIOLOGIE DENTAIRE Numérique ou Analogique

RADCAL ACCU-DENTAL :

Cette configuration bénéficie de la technologie **RADCAL** et est dédiée pour les mesures non invasives des contrôles de qualité externes de radiologie dentaire : kV, dose, débit de dose, temps d'exposition, CDA.

La valise contrôle qualité externe intègre le multimètre de marque **RADCAL ACCU-DENTAL** équipé du détecteur de dose, du détecteur kV et de la chambre d'ionisation cylindrique de 100 mm de longueur sensible, étalonnés en mGy.cm, pour la qualité des faisceaux utilisés en radiologie dentaire et les accessoires de fixation adaptés.



DENSITOMETRE X-RITE 331X :

Médi-Test propose également le densitomètre de marque X-RITE modèle 331X pour les mesures de densité optique de l'échelon médian.



MEDI-TEST SAS

Domaine Technologique - 4, rue René Razel - Immeuble Azur - F-91892 SACLAY CEDEX

Tel : +33 (0) 1 69 41 10 00 - Fax : +33 (0) 1 69 41 22 41 - infos@meditest.fr