

**La Valise de Contrôle de Qualité CT de conception Médi-Test** concerne les modalités du contrôle de qualité externe pour les installations de scannographie.

Cette Valise est configurée avec fantôme, accessoires et instrumentation pour la réalisation des opérations d'évaluation et de contrôle ayant pour but de vérifier la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité des directives européennes. Elle comprend :



Fantôme PMMA Tête (160 mm de diamètre) et Corps (320 mm de diamètre)



Dosimètre numérique ACCU DOSE de marque RADCAL (Photo non contractuelle)



Chambre d'ionisation type 20x6-3CT avec convertisseur AD



Incassable, étanche à l'eau, à la poussière, résistant aux produits chimiques et à la corrosion. Elle a été fabriquée à partir de copolymère antichoc qui lui confère une solidité à toute épreuve et une durée de vie élevée. Son joint torique exclusif de 6,4 mm en néoprène et ses fermetures en ABS lui garantissent une étanchéité parfaite et comprennent une valve de dépressurisation pour une égalisation rapide suite aux changements de pression atmosphérique.