

VALISE POUR FANTÔME CATPHAN

FANTÔME TÊTE ET CORPS ET

OBJET-TEST POUR LE CONTRÔLE DES DISTANCES ET DE LA

PLANEITE

Caractéristiques :

- Dimensions : 800 x 600 x 350 mm
- Réalisation en contreplaqué noir 7 mm
- Montage cornière aluminium 30 x 30 – coins métalliques de protection
- Deux fermetures encastrées – 4 poignées encastrées – 4 roulettes



La photographie est donnée pour exemple du type de valise.