

Marqueurs à la peau pour la radiologie conventionnelle

Les marqueurs Beekley pour la radiologie conventionnelle améliorent la précision, la communication et permettent d'économiser un temps précieux pour le service de radiologie.

X-Y SPOTS®

Réf : 101 et 102

Marqueurs avec bille centrale de diamètres différents : 1.5 ou 2.0 mm, avec languette permettant un retrait facile.



Réf : 102



Réf : 101

D-SPOTS®

Réf : 104

Marqueurs avec flèche permettant de marquer les sites lésionnels.



Réf : 104

R- et L-ID SPOTS®

Réf : 113 et 112

Marqueurs métalliques d'orientation gauche (L) et droite (R), avec une barre ID pour faciliter la documentation.



Réf : 112




Réf : 113


R- et L-SPOTS®

Réf : 105 et 106

Marqueurs métalliques d'orientation gauche (L) et droite (R) pour repérer facilement la cassette.



Réf : 105



Réf : 106

Appellation	Code	Quantité	Description
X-SPOTS® Parfaits pour la radiologie générale	101	150	Billes de 1.5 mm avec languette permettant un retrait facile
Y-SPOTS® Repères pour la radiologie générale	102	132	Billes de 2.0 mm avec languette permettant un retrait facile
D-SPOTS® Repères pour sites lésionnels	104	99	Flèches radio-opaques avec languette permettant un retrait facile
R- & L-ID SPOTS® Marqueurs d'orientation	113 112	64 64	Barre ID métallique R (droite), facilitant la documentation Barre ID métallique L (gauche) facilitant la documentation
R- & L- SPOTS® Marqueurs d'orientation	105 106	77 77	Lettre R (droite) métallique, pour repérer facilement la cassette Lettre L (gauche) métallique, pour repérer facilement la cassette