

## Accessoires

### Adaptateur 25A26

Cet adaptateur de 30 cm permet l'emploi des chambres série 20X5 étalonnées en R avec le Dosimètre 2026.



Modèle 25A26

### Câble 20C6-7

Le dosimètre est livré avec un câble de 7.4 m. Le câble 20C6-7 est d'une longueur de 7.4 m. Pour des câbles plus longs, nous contacter.



Modèle 20C6-7

### Stand Lab 8201, Support de filtres 8215 Kit CDA 8220, Support chambre 8231

- 1 Le Stand 8201 est employé pour le positionnement de la chambre à une distance précise du tube. Le stand Lab est constitué d'une base, d'une tige et du support chambre
- 2 Le support filtres permet de positionner le jeu de filtres
- 3 Le kit de filtres 8220 répond aux exigences MQSA en matière de pureté. Il se compose de 5 X 0.1 mm, 2 X 0.5 mm, 2 X 1 mm, et 1 X 2 mm de feuilles d'Al. (100 mm<sup>2</sup>)
- 4 Le support 8231 est utilisé avec la chambre 60 cc

