

## Loupes

Destinées à la mesure des dimensions du foyer

**Modèles 07-620 et 07-635**

### Agrandissement 25X

La loupe est fournie avec un réticule 0 - 5. et est équipée d'une molette qui permet d'ajuster la netteté. Le corps transparent illumine la zone agrandie. La loupe est livrée avec un boîtier de protection.

Poids : 100 g

**Modèle : Loupe 25X**

**Ref : 07-635**



Modèle 07-635

### Agrandissement 7X

La loupe est livrée avec son propre boîtier en cuir. Le corps transparent de la loupe illumine la zone agrandie.

Poids : 40 g

**Modèle : Loupe 7X**

**Ref : 07-620**



Modèle 07-620

## Système de mesure de compression mammaire

**Modèle 163**

Le système de compression mammaire Modèle 163 mesure la force de compression dans le mode automatique et manuel pour assurer une précision et une reproductibilité de la compression. L'indicateur de pression représente une lecture de la force maximale appliquée.



Modèle 163

### SPECIFICATIONS

Plage de mesure :	0 - 27 kg
Précision :	+0.27 kg entre 1 et 25 kg
Zone de contact :	8.5 cm de diamètre
Dimensions :	12.2 x 9 x 5 cm
Poids :	910 g