

Brassières de contention du sein ABDS

ALDERSON BREAST DOSIMETRY SYSTEM (ABDS)

La radiothérapie d'un sein volumineux et mobile rend la préparation et le traitement difficilement reproductibles.

L'utilisation d'une contention sous forme de coque plastique ceinturée autour du thorax, appelée "brassière", améliore de manière satisfaisante la qualité dans le positionnement de la radiothérapie et la reproductibilité du traitement. L'utilisation d'une coque plastique n'entraîne pas de réaction cutanée ou d'effet Bolus.

Plusieurs dimensions en tailles et volumes sont disponibles.



Taille de la coque d'habillement *	volume observé (ml)
A	94 à 225
B	146 à 458
C	267 à 835
D	499 à 1120
DD	988 à 1427 et +
DDD	2765 à 3176

* Selon ce qui est rapporté par les modèles
(Ces données sont basées sur 75 modèles. Certains volumes de coque représentés ici sont modifiés à partir d'autres coques de façon à avoir une progression continue).

Référence	Description	Largeur de poitrine
BR-100-TBC	Présentoir de brassières basiques, 40 coques différentes	
BR-100	Brassières basiques sans présentoir, 40 coques différentes	
BR-100S	Groupe "Small"	27-32 cm
BR-100M	Groupe "Medium"	32-36 cm
BR-100L	Groupe "Large"	36-42 cm
BR-100XL	roupe "Extra Large"	> 42 cm

MEDITEST SAS

184 Rue Tabuteau - BP 80345 - 78533 BUC CEDEX
Tel : +33 (0) 1 69 41 10 00 - Fax : +33 (0) 1 69 41 22 41
infos@meditest.fr - www.meditest.fr

MEDITEST

SECURITE et PERFORMANCE

RADIOTHERAPIE

ACCESSOIRES



GROUPE "SMALL"	volume (ml)
BR-100SL -(Brassière Gauche)	200
BR-100SR -(Brassière Droite)	300
	400
	500
	600

GROUPE "MEDIUM"	volume (ml)
BR-100ML -(Brassière Gauche)	200
BR-100MR -(Brassière Droite)	500
	750
	1000
	1250

GROUPE "LARGE"	volume (ml)
BR-100LL -(Brassière Gauche)	500
BR-100LR -(Brassière Droite)	750
	1000
	1250
	1500

GROUPE "EXTRA-LARGE"	volume (ml)
BR-100XXL -(Brassière Gauche)	1000
BR-100XL (Brassière Droite)	1500
	2000
	2000
	3000

LEGENDE

BR = Brassiere Assembly (ensemble brassière)
L,R = Left, Right
S, M, L, XL = Groupe de taille
2000 à 3000 = Volume de poitrine

Exemple

BR-100ML-250

Brassière du groupe Medium, Sein gauche, volume 250 ml

MEDITEST SAS

184 Rue Tabuteau - BP 80345 - 78533 BUC CEDEX
 Tel : +33 (0) 1 69 41 10 00 - Fax : +33 (0) 1 69 41 22 41
 infos@meditest.fr - www.meditest.fr