

FREEDOM SYSTEME D'Immobilisation de Precision du Corps Entier du Patient pour SRS, SBRT et PLUS




APERCU PRODUIT

Une plateforme d'immobilisation SRS/SBRT complète pour l'immobilisation stéréotaxique crânienne et extra-crânienne avec un contrôle de l'immobilisation de la tête, du cou et des épaules.

Le système Freedom est une solution complète développée avec l'apport clinique des centres de radiothérapie du monde entier.

CONFIGURATION DES BRAS EN POSITION HAUTE



- Lot de barres d'indexation en fibre de carbone (assorti au haut du plateau)
- ▶ Module indexable pour les bras en position haute
- ▶ Pont de compression indexable
- ▶ Modules rembourrage | Tapis de table intégrés, amovibles pour l'indexation des matelas sous vide
- ▶ Module indexable pour le positionnement des jambes et genoux
- ▶ Module indexable pour le positionnement des pieds

Utilisations courantes de la configuration:
 Immobilisation du patient SBRT avec compression abdominale. Poumon conventionnel. Sein en décubitus dorsal. Traitement du bassin mieux adapté à une position bras montés.

Conçu pour une densité extrêmement basse, avec un poids de seulement 1,7 kg (3,8 livres), facile à ranger

Compatible avec tous plateaux de traitement y compris Varian, Elekta, Seimens, Tomotherapy et autres




Coussin sous vide indexé automatiquement par les contours du système Freedom conçus à cet effet



Système Freedom configuration des bras en position haute, présenté avec un matelas sous vide vacuum lock

CONFIGURATION DES BRAS EN POSITION BASSE



- Lot de barres d'indexation en fibre de carbone (assorti au haut du plateau)
- ▶ Modules de rembourrage | Tapis de table intégrés, amovibles pour l'indexation des matelas sous vide
- ▶ Poignées indexables
- ▶ Module indexable pour le positionnement des jambes et genoux
- ▶ Module indexable pour le positionnement des pieds

Utilisations courantes de la configuration:


SRS sans cadre pour des tumeurs sphériques qui n'exigent pas de réglage de la position angulaire**. Immobilisation de la tête, du cou et des épaules pour IGRT, IMRT. Prostate en décubitus dorsal.

Conçu pour une densité extrêmement basse, avec un poids de seulement 1,7 kg (3,8 livres), facile à ranger.

Compatible avec tous plateaux de traitement y compris : Varian, Elekta, Seimens, Tomotherapy et autres.



Système d'Immobilisation Tête et Cou en Décubitus Ventral (Code: PH08)



Système Freedom Configuration des bras en position basse, présentée avec Intuition Mold, Shoulder Tech et Masque LT-Thermoplastic Complet

PARTS AND ACCESSORIES



LB-SBRT-1

Porte-masque indexable système Freedom

MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit



SBRT-B2-SP1-AC

Petit pont indexable en fibre de carbone configuré avec des pagaies/palettes d'indexation aux côtés et un support des bras baissés pour un positionnement du patient avec les bras en position basse (*disponible en grand : SBRT-B1-SP1-AC*)

MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit



STA-12

Module ShoulderTech™ compatible avec : LB-SBRT, SB02 et LB02


MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit



SBRT-B1-SP1

Grand pont indexable en fibre de carbone configuré avec des plaques latérales (*disponible en petit pont : SBRT-B2-SP1*)

MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit



AU-3

Module indexable pour configuration des bras en position basse

AU-3-SA

Indépendant, indexable directement au haut du plateau

MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit



KN1-WDG-1

Module indexable pour le positionnement des genoux et des jambes


MR



SBRT-FILL

Modules tapis/rembourrage de table intégré

MR



F-WDG-I

Module indexable pour le positionnement des pieds et des jambes

MR



IB06-CF

Barre d'indexation en fibre de carbone radio-transparent, lot de 4

MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit



SBRT-B1

Grand pont de compression abdominal indexable en fibre de carbone (*présenté avec grand dispositif d'assemblage du poste de compression CMP-L*)

MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit



SBRT-B2

Petit pont de compression abdominale indexable en fibre de carbone (*présenté avec petit dispositif d'assemblage du poste de compression CMP-S*)

MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit

LB-HP

Module d'indexation des mains en positions basse

MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit



LB-SBRT-WM

Rangement / plaque de fixation murale pour porte-masque du plateau LB-SBRT

MR Pour la version MR Safe ajouter « -K » au code produit

