

## SYSTEME D'IMMOBILISATION TETE ET COU EN DECUBITUS VENTRAL



- ▶ Réglable de +/- 20° par pas de 5°
- ▶ L'adaptateur décubitus dorsal soulève la tête et permet une inclinaison idéale pour des patients qui ne peuvent pas s'allonger à plat
- ▶ Compatible avec tout Système d'Immobilisation Freedom



*Adaptateur décubitus dorsal présenté, code produit PH08-SH*



**PH08**  
Système d'Immobilisation Tête et Cou en Décubitus Ventral

## DISPOSITIF DE CREATION DE MASQUE DE VISAGE EN DECUBITUS VENTRAL



- ▶ Utilisé en configuration initiale pour créer le masque de visage en Décubitus Ventral lors de l'installation du patient sur le système PH08
- ▶ Réglage rapide par bouton de pression pour régler la position du masque du visage



**PH08-SD**  
Dispositif « mains-libres » de Création de Masque en Décubitus Ventral pour Système d'Immobilisation Tête et Cou en Décubitus Ventral