

# SaBella FLEX™


Dual Axis Système de Positionnement de Précision pour Sein et Poumon



CDR Systems

precision patient positioning products

[www.cdrrsys.ca](http://www.cdrrsys.ca)




Le SaBella FLEXTM est un système de positionnement de précision du patient, versatile et facile à utiliser, pour le traitement du sein ou poumon.

La conception unique de Dual Axis™, brevet déposé, donne accès à une plus large gamme de positions comparée aux systèmes de sein et poumon conventionnels, permettant aux cliniciens de réaliser un traitement plus précis et de meilleurs résultats sur les patients.

### Avantages

En fibre de carbone léger, SaBella Flex™ peut être réglé et indexé rapidement et en toute sécurité pour satisfaire à vos exigences en confort du patient ainsi qu'en traitement. Les réglages du système peuvent être faits avec le patient in situ, permettant ainsi un gain de temps et une maximisation du confort du patient.

- La capacité de réglage Dual Flex™ permet une plus large gamme de positionnement des patients comparée aux systèmes de sein et poumon conventionnels.
- Permet des angles d'élévation lors du traitement de 0°, 10°, 15° et 20° à la charnière inférieure.
- Le système de charnières secondaires fournit une façon indexable d'éloigner la tête et les épaules du patient du champ du traitement tout en gardant une atténuation minimale.
- Modules bras et tête indexables confortables.
- Peut être réglé pendant que le patient est en position.
- Léger et équipé de poignées de transport pour faciliter les déplacements.



Product Code	Description
SBS14	SaBella Flex™ Dual Axis Système de Positionnement de Précision pour Sein et Poumon
SBS14-K	MR Safe SaBella Flex™ Dual Axis Système de Positionnement de Précision pour Sein et Poumon
VB-T7993F20	Coussin Vacuum Lock™ 79x93 cm rembourrage 20L pour SaBella Flex
VB-7070F20	Coussin Vacuum Lock™ 70x70 cm rembourrage 20L pour haut du corps
VB-100100F30	Coussin Vacuum Lock™ 100x100 cm rembourrage 30L pour haut du corps

D'autres tailles de coussins Vacuum Lock™ sont disponibles, y compris des tailles personnalisées. Voir [www.cdrsys.ca](http://www.cdrsys.ca) pour plus d'informations.

Rx only



Sabella Flex is a trademark of CDR Systems Inc.

© CDR Systems Inc. 2015

V-1605



CDR Systems

precision patient positioning products

[www.cdrsys.ca](http://www.cdrsys.ca)