

VACUUM LOCK™

www.cdrrsys.ca

info@cdrrsys.ca

403.850.7035

1.855.856.7035



Coussin Vacuum Lock présenté sur le Système Freedom d'Immobilisation de Précision du Corps Entier du Patient, configuration Arms-Up (bras montés) (LB-SBRT)



- ▶ Matériel nylon pour résistance et durabilité maximales
- ▶ Valve graduée pour une retenue à vide sûre et une facilité d'utilisation
- ▶ Rembourrage en billes de polystyrène de petit diamètre qui permet une conformité de patient optimisé pour une précision de repositionnement augmentée sur un plus long coussin
- ▶ Démontré et testé pour maintenir sa forme tout au long du traitement

INDEXEURS OPTIONNELS


Un indexeur simple peut être utilisé sur n'importe quel coussin. Un indexeur supplémentaire peut être utilisé le cas échéant pour une précision accrue de repositionnement sur un plus long coussin.



IB06-BA-BX



IB06-BA



VACUUM LOCK CUSHION SIZES

VB-4080F15	Coussin Vacuum Lock	40x80 cm rembourrage 15L pour membres
VB-5070F15	Coussin Vacuum Lock	50x70cm rembourrage 15L pour membres
VB-7070F20	Coussin Vacuum Lock	70x70cm rembourrage 20L pour haut du corps
VB-70150F60	Coussin Vacuum Lock	70x150cm rembourrage 60L pour hanche ou bassin
VB-80150F65	Coussin Vacuum Lock	70x150cm rembourrage 65L pour hanche ou bassin
VB-10070F30	Coussin Vacuum Lock	100x70cm rembourrage 30L pour hanche, bassin et haut du corps
VB-100100F3 0	Coussin Vacuum Lock	100x100cm rembourrage 40L pour haut du corps
VB-100150F70	Coussin Vacuum Lock	100x150cm rembourrage 70L pour bassin ou corps entier
VB-100220F120	Coussin Vacuum Lock	100x220cm rembourrage 120L pour corps entier
VB-T6565F7	Coussin Vacuum Lock	65x65cm rembourrage 7L forme T pour tête et épaules
VB-100130PENF45	Coussin Vacuum Lock	100x130cm rembourrage 45L forme pentagonale
VB-T7993F20	Coussin Vacuum Lock	79x93cm rembourrage 20L pour planches du sein en décubitus ventral

*Les temps de livraison pour les coussins Vacuum Lock peuvent varier, merci de vérifier la disponibilité

VACUUM LOCK CUSHION ACCESSORIES



VBPUMP1 VBPUMP1-220v

Compresseur sous vide standard avec des branchements à réglage manuel pour gonfler / dégonfler. Ce compresseur est petit de taille et portable, avec un taux d'aspiration optimale pour former les coussins Vacuum Lock.



VBMSC

Pour ranger des multiples coussins Vacuum Lock en sécurité, sur roulettes, hauteur ajustable en trois positions : 140 cm, 152 cm et 165 cm.



VBPUMP2

Système de compresseur sous vide avec commande au pied pour gonfler/dégonfler (disponible en Amérique du Nord seulement)



VBHOOKS

Lot de 10 crochets avec embouts de caoutchouc pour éviter de percer les coussins à vide.