

MARQUEURS A LA PEAU SPOT®

Idéal pour marquer une variété de points de références et les zones d'intérêts lors du scanner dosimétrique pour un repérage rapide et une planification de traitement plus précis.

AUCUN ARTEFACT SANS PLOMB PLANIFICATION DE TRAITEMENT PLUS PRECIS *NON toxique*

IMAGE NETTE **GAIN DE TEMPS** DELIMITATION DES ZONES D'INTERET **RESTE EN POSITION**

NON-METALLIQUE (CT simulation)

CT-SPOT® Billes

REF 119/120 QTE 85/Boîte

- Iso-centre
- Zone d'intérêt
- Repère à 3 points
- Bille 2,3 mm et 4,0 mm de diamètre



CT-SPOT® Lignes

REF 118 QTE 320 cm

- 2,0 mm de diamètre
- Parfait pour les cicatrices et les bordures des champs de marquages



S-SPOT®

REF 107/607 QTE 363 cm

- 0,33 mm de diamètre
- Parfait pour marquer les cicatrices



CT-SPOT® CROIX

REF 123 QTE 50/Boîte

- Croix de 2,0 X 2,0 cm
- Parfait pour marquer un iso-centre
- Repère à 3 points ou bordures de champ



METALLIQUE (Simulation conventionnelle)

X-SPOT®

REF 101/601 QTE 50/Boîte

- Bille de 1,5 mm
- Facile à enlever



Y-SPOT®

REF 102/602 QTE 132/Boîte

- Bille de 2,0 mm
- Facile à enlever



V-SPOT®

REF 103/603 QTE 130/Boîte

- Bille de 2,5 mm
- Facile à enlever



Z-SPOT®

REF 114 QTE 40/Boîte

- Bille de 4,3 mm
- Facile à enlever



D-SPOT® Flèche

REF 104 QTE 99/Boîte

- Flèche radio-opaque
- Parfait pour marquer les nœuds



T-SPOT® Ligne

REF 111 QTE 275 cm

- 0,8 mm de diamètre
- Parfait pour marquer cicatrices, nœuds



MEDITEST SAS